

L'unité chauffante pour les pierres chaudes est équipée de plusieurs mesures de sécurité. Toute manipulation arbitraire effectuée sur l'appareil vous fait perdre tous droits de garantie. En cas de réclamation, veuillez tout d'abord nous contacter par téléphone ou par écrit. Faites nous part du N° du modèle, que vous trouverez au dessous de l'appareil.

BODYNOVA GmbH
Scheidtweiler Str. 19
50933 Köln
Deutschland
Tel. +49 -(0)221- 35 66 35 -0
Fax +49 -(0)221- 35 66 35 -20
service@bodynova.de

Mode d'emploi pour

l'unité chauffante des pierres chaudes

Petite, 6 Quart & grande, 18 Quart



Sommaire:

introduction / initiation au traitement avec....	S. 2
Mesures de sécurité importantes.....	S. 2
Contre-indications et mesures de precaution..	S. 4
Avant la première utilisation.....	S. 5
Mode d'emploi.....	S. 5
Entretien/maintenance et nettoyage.....	S. 7
Garantie et service après-vente.....	S. 7

Introduction / Initiation au traitement avec les pierres chaudes:

le massage aux pierres chaudes est un traitement exceptionnel, utilisant des techniques thérapeutiques qui demandent une exécution rigoureuse.

Comme pour tout traitement, il est nécessaire d'agir avec grande précaution, afin de garantir la sécurité.

Nous vous conseillons de lire ce manuel d'instruction attentivement avant votre première utilisation.

Mesures de sécurité importantes:

Chère cliente, cher client, Avant de brancher votre appareil, il est indispensable, pour la sécurité d'emploi du matériel, de lire attentivement le présent manuel d'utilisation et de respecter, en particulier, les consignes de sécurité. Si cet appareil est cédé à des tiers, ne pas oublier de joindre le présent mode d'emploi.

1. Lisez attentivement le mode d'emploi avant toute première utilisation.
2. Faites attention à ne pas toucher les surfaces brûlantes de l'appareil et de toujours utiliser les poignées ou mettre des gants.
3. Ne placez jamais l'appareil ou la prise électrique dans de l'eau ou dans un quelconque autre liquide. Cependant, si l'appareil tombe accidentellement dans de l'eau, débranchez le immédiatement et faites-le réviser auprès de personnel qualifié avant toute nouvelle utilisation. **Ne pas respecter ceci peut résulter en une électrocution fatale.**
4. Avant d'éteindre l'appareil, n'oubliez pas de régler le thermostat au minimum (Off/Aus).
5. N'utilisez aucun appareil électrique pendant votre douche ou votre bain.

10. Ne posez pas les pierres chaudes sur des parties du corps enflammées.

Entretien / Maintenance et nettoyage

1. Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.
2. Réglez le thermostat de l'appareil sur la position la plus basse/OFF et débranchez le avant le nettoyage.
3. Laissez l'appareil refroidir à une température ambiante avant d'en retirer les pierres ou de le nettoyer.
4. Retirez d'abord toutes les pierres de l'appareil avant de vider l'eau.
5. Nettoyez le réservoir d'eau et le couvercle à l'aide d'eau tiède et d'un peu de liquide vaisselle. Rincez ces deux parties à l'eau courante et séchez les bien avec un torchon.
6. Passez avec un éponge humide sur l'unité chauffante pour la nettoyer et ne la plongez surtout pas complètement dans l'eau.
7. Rincez les pierres avec un produit doux dans de l'eau tiède/chaude. Rincez les pierres ensuite sous l'eau courante. Laissez-les bien sécher avant de les ranger.

Garantie et services après-vente

la garantie du fabricant pour l'unité chauffante des pierres chaudes comprend 1 an sur tout défaut de fabrication ou vice de matière à partir de la date d'achat.

La garantie ne s'applique pas pour des endommagement survenu lors du transport, en cas d'utilisation incorrecte, en cas d'accident ou d'autres effets extérieur.

2. Mettez une serviette au fond du réservoir d'eau de l'appareil et posez les pierres dessus.

3. Avant de brancher l'appareil, remplissez le réservoir d'eau, jusqu'à ce que les pierres soient recouvertes. Attention de toujours laisser minimum 2,5cm jusqu'au bord.

4. Branchez l'appareil dans une prise standard de 230V. Régler le thermostat de l'appareil sur la plus forte position "preheat" et laissez le 20 à 30 min sur cette position afin d'accélérer le processus de réchauffement. Une fois que l'eau a atteint la température désirée, réglez le thermostat sur "Opereing Range". Ceci permet de garder la température.

5. Faites utilisation d'un thermomètre précis, pour mesurer la température de l'eau dans le réservoir et être sûr que les pierres ont la température adéquat au traitement. Consultez un professionnel des pierres chaude au cas où vous auriez des doutes sur la température idéale.

6. Le voyant s'allume et s'éteint plusieurs fois pendant l'allumage de l'appareil. Si le voyant reste allumé, cela veut dire que l'appareil est en train de chauffer, une fois éteinte, cela montre que la température désirée est atteinte.

7. Retirez prudemment la première pierre du réservoir. Vérifiez d'abord la température de la pierre avec le doigt, ensuite, en la tenant dans la main. La pierre devrait être chaude, mais pas désagréablement chaude.

8. Une fois le traitement terminé, tournez le thermostat en sens inverse de l'aiguille d'une montre afin d'éteindre l'appareil. Débranchez toujours la prise, quand vous n'utilisez pas l'appareil et que celui-ci est éteint.

9. Ne jetez pas les pierres dans le réservoir d'eau ou ne les laissez pas tomber pour ne pas abîmer le réservoir. Soyez prudent en ajoutant ou retirant les pierres.

6. Ne laissez jamais l'appareil en marche sans surveillance. Les enfants peuvent ignorer les dangers encourus par une utilisation incorrecte des appareils électriques.

7. Débranchez l'appareil pendant le nettoyage ou pendant la non-utilisation. Laissez le refroidir avant le nettoyage ou avant d'y ajouter ou d'y retirer les pierres.

8. Vérifiez régulièrement le fil électrique et la prise afin de voir s'ils ne sont pas endommagés.

9. L'utilisation d'accessoires ou de suppléments n'est pas conseillé par le fabricant et peut causer des incendies, des décharges électriques ou encore des blessures graves.

10. Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation en plein air.

11. Ne laissez pas pendre les câbles électriques sur des coins ou sur des surfaces chaudes.

12. Ne pas placez l'appareil prêt de gaz chaud, de brûleur électrique ou d'un fourneau.

13. N'utilisez pas l'appareil pour d'autres fonctions, que celle décrite dans ce manuel.

14. Mettez d'abord les pierres dans l'appareil avant d'y ajouter l'eau.

15. Remplissez l'appareil jusqu'au max. 2,5cm sous le bord et posez-le sur une surface plate.

16. Ne pas utiliser les pierres chaudes en cas d'éruption cutanée, brûlures, coupures ou autres irritations de la peau tout comme sur les peaux sensibles ou abîmées.

17. Ne posez jamais l'appareil branché dans la baignoire ou l'évier pour le remplir. **Ne pas respecter ceci peut résulter en une électrocution fatale.**

18. Vérifiez la température de chaque pierres et tenez les quelque temps dans la main avant de les poser sur quelqu'un d'autre.

19. Afin d'éviter les brûlures, ne sortez jamais les pierres chauffées sans la spatule en bois ou sans l'utilisation des gants résistant à la chaleur.

20. Afin d'éviter les brûlures, n'ajoutez jamais de l'eau bouillante ou fumante en cours d'application.

INDICATION IMPORTANTE:

la câble électrique de l'appareil est relativement court, afin d'éviter le risque de trébucher dessus.

Contre-indications et mesures de precautions

n'utilisez pas l'unité chauffante pour les pierres chaudes en cas des maladies ou conditions suivantes:

1. Tuberculose, tumeur ou blessure ouverte, hémorragie, bleus, froissure, contusion, peau abîmée, thrombose ou inflammation des veines, varice et douleur inexplicable dans les mollets.

2. femmes enceintes, diabétique et personnes malades devraient demander conseil à leur médecin avant le traitement.

3. Demander auprès de votre médecin au cas où vous auriez des questions ou des doutes concernant le traitement avec les pierres chauffées dans un appareil électrique.

4. Interrompez le traitement avec l'unité chauffante immédiatement, au cas où vous remarquez quelconque malaise et contactez votre médecin.

5. N'utilisez pas l'unité chauffante, au cas où vous vous sentez fatigué ou somnolent.

6. L'unité chauffante n'est pas un jouet. Utilisez-la avec prudence et tenez les enfants à distance.

Avant la première utilisation

1. déballez l'unité chauffante entièrement et retirez tout le matériel de protection tout comme les étiquettes et retirez le réservoir d'eau. Placez l'appareil sur une surface résistante à la chaleur et bien aérée.

2. Vérifiez bien que l'appareil ai la tension électrique de votre région. Pour ceci, regardez sur l'étiquette située sous l'appareil.

3. Branchez l'appareil dans la prise adéquat et régler la température dans le sens de l'aiguille d'une montre sur le plus haut niveau "preheat".

4. Laissez l'appareil, sans le réservoir d'eau, sur le niveau "preheat" pendant 60 min. jusqu'à toute fumée ou odeur disparaissent.

5. La formation de fumée et d'odeur est un phénomène voisin normal pour la première utilisation et ne surviendront plus pendant l'utilisation.

6. Une fois que la toute première utilisation et préparation de l'appareil est finie, tournez le thermostat dans le sens contraire de l'aiguille d'une montre pour l'éteindre. Débranchez l'appareil et laissez le refroidir.

Mode d'emploi

1. Rincez toutes les pierres avant leurs première utilisation.