

Klappbare Armauflage - Montageanleitung

Höhe 63-86 cm oder höher



I. Bei Tischen mit Höhen 63-86 cm oder höher entfernen Sie die oberste Schraube mit der die Querverstrebung befestigt ist.

Höhe 56-76 cm oder niedriger



II. Bei Tischen mit Höhen 56-76 cm oder niedriger entfernen Sie die zweite Schraube von oben mit der die Querverstrebung befestigt ist.



III. Das Scharnier der Armauflage wird dann mit der gleichen Schraube im bereits vorhandenen Bohrloch festgeschraubt.

Vorsicht! Die klappbare Armauflage ist nicht für große Belastungen konstruiert; z.B. sollte der Klient sich nicht an der Armauflage abstützen, um sich vom Tisch zu erheben. Durch Überbeanspruchung entstandene Schäden sind nicht durch die Garantie gedeckt.