

ComforTrac

komfortabel • einfach • effektiv

Lumbale Zugkraft

Innovatives Design ermöglicht Patienten zu Hause eine qualitativ gleichwertige Traktion, wie sie es aus der Physiotherapie gewöhnt sind.



„Gedächtniskissen“
schmiegt sich komfortabel
an den Kopf

Gepolsterte Oberfläche
Bietet herausragenden
Komfort

In der Mitte klappbar
für einfache Unterbringung
und Transport

Handpumpe
Stellt die benötigte Kraft
(bis zu 200 Pfund)
automatisch zur Verfügung

Schnellstopknopf
Einfach drücken,
um den Druck wieder
abzulassen

Gleichmäßige Traktion
Bietet gleichmäßige,
konstante Kraft

SPEZIFIKATIONEN:

Maximale Kraft: 200lbs.

Handpumpe: Zeigt Kraft in Pfund
und Kilogramm an

Material der Kopfstütze:
Form-Gedächtnisschaum

Material der Unterlage: Polsterschaum

Tests: 5.000 Durchläufe, entsprechen
einer durchschnittlichen Nutzung von
3 Anwendungen täglich über 5 Jahre

AUS FORSCHUNG UND LITERATUR:

Spine. 1996 Aug 15;21(16):1877-83. "Nonoperative management of herniated cervical intervertebral disc with radiculopathy." PMID: 8875719

Spine. 1985 Dec;10(10):867-71. "Cervical spine disorders. A comparison of three types of traction." PMID: 3914085

J Manipulative Physiol Ther. 2002 Mar-Apr;25(3):188-92.
"Intermittent cervical traction for cervical radiculopathy caused by large-volume herniated disks." PMID: 11986581

Bangladesh Med Res Counc Bull. 2002 Aug;28(2):61-9. "Effects of cervical traction and exercise therapy in cervical spondylosis." PMID: 12825763

ComforTrac Inc.

3930 Horseshoe Bend Road (+1) 703.891.0455
Keysville, VA 23947 USA (+1) 703.288.3304 fax

info@comfortrac.net
www.comfortrac.net



ComforTrac

komfortabel • einfach • effektiv

Zervikale Zugkraft

Innovatives Design ermöglicht Patienten zu Hause eine qualitativ gleichwertige Traktion, wie sie es aus der Physiotherapie gewöhnt sind.

Voll einstellbarer Neigungswinkel
ohne, dass extra Teile benötigt werden




Handpumpe
stellt den benötigten Druck automatisch zur Verfügung

Schnellstoppknopf
Einfach drücken, um den Druck wieder abzulassen

„Gedächtniskissen“
schmiegt sich komfortabel an den Kopf

Individuell einstellbare Nackenstützen
bieten eine individuelle Passform



SPEZIFIKATIONEN:

Maximale Kraft: 50lbs.

Neigungswinkel: 10, 15 und 20 Grad (ohne extra Teile)

Handpumpe: Kann Kraft in Pfund und Kilogramm anzeigen

Nackenstützen: Individuell einstellbar

Material der Kopfstütze:
Form-Gedächtnisschaum

Tests: 15.000 Umdrehungen, entsprechen einer durchschnittlichen Nutzung von 3 Anwendungen täglich über 15 Jahre

AUS FORSCHUNG UND LITERATUR:

Spine. 1996 Aug 15;21(16):1877-83. "Nonoperative management of herniated cervical intervertebral disc with radiculopathy." PMID: 8875719

Spine. 1985 Dec;10(10):867-71. "Cervical spine disorders. A comparison of three types of traction." PMID: 3914085

J Manipulative Physiol Ther. 2002 Mar-Apr;25(3):188-92. "Intermittent cervical traction for cervical radiculopathy caused by large-volume herniated disks." PMID: 11986581

Bangladesh Med Res Counc Bull. 2002 Aug;28(2):61-9. "Effects of cervical traction and exercise therapy in cervical spondylosis." PMID: 12825763

ComforTrac Inc.

3930 Horseshoe Bend Road (+1) 703.891.0455
Keysville, VA 23947 USA (+1) 703.288.3304 fax

info@comfortrac.net
www.comfortrac.net